


Afinion™

il tuo partner ideale

afinion™  
POINT OF CARE CENTER



Point of Care  
la semplicità



# Il sistema AFINION™ è il nuovo concetto di Point of Care.

Afinion™, è un analizzatore multiparametrico compatto e facile da utilizzare, progettato da Axis-Shield per eseguire test diagnostici in vitro in modo rapido e rispondere in tempo reale alle necessità dell'operatore.



**afinion**™  
POINT OF CARE CENTER

Afinion™ e' in grado di offrire un supporto clinico di elevata qualità.



Grazie al prelievo di una sola goccia di sangue, con un dispositivo di digitopuntura, e all'immediatezza del test, studi medici, ambulatori e reparti ospedalieri risparmieranno tempo e aumenteranno la qualità del servizio.

Progettato per l'esecuzione in urgenza di test diagnostici in vitro quali HbA1c, CRP, ACR, PT-INR ed altri presto disponibili, il nuovo sistema Afinion™ ridefinisce l'idea di Point of Care.

# Facile da installare e da utilizzare


Nell'Aprile del 2006, il sistema di analisi Afinion™ ha ottenuto il Medical Design Excellence Award Winner (MEDEA) e nel 2003, la tecnologia di Afinion™ è stata premiata con il Norwegian Innovation Award.

Il design compatto permette di posizionare Afinion™ anche in presenza di spazi ridotti. L'interfacciabilità dei dati, il lettore di codice a barre e la stampante di dimensioni ridotte sono tra le opzioni standard.



Afinion™ e' facile da utilizzare e fornisce una chiara interpretazione dei risultati.

L'analizzatore utilizza una sola goccia di sangue raccolto con un dispositivo di campionamento che è parte integrante della cartuccia portareagenti. La cartuccia inserita nell'analizzatore permette l'esecuzione del test in completa sicurezza. L'analisi è gestita attraverso il display touch screen, visualizzando il risultato in 3 minuti. Infine la cartuccia viene espulsa dall'analizzatore per essere opportunamente smaltita.



Afinion™ si propone anche come sistema d'analisi  
ideale nelle cliniche e reparti specializzati quali:



- Cliniche diabetologiche
- Cliniche Cardiologiche
- Cliniche Pediatriche
- Laboratori decentrati
- Ambulatori

Afinion™ è distribuito in esclusiva da:

**SENTINEL**  
DIAGNOSTICS  
WATCHING OVER LIFE

SENTINEL CH. SpA - Via Robert Koch, 2 - 20152 Milano - Italy  
Tel: +39 02 3455141 Fax: +39 02 34551464  
sentinel@sentinel.it - www.sentinel diagnostics.com

CE



Afinion™ è fabbricato da:



[www.axis-shield-poc.com](http://www.axis-shield-poc.com)